




Unique characteristics

Backflow protection unit type



## Mora Clinic Waschtisch-Thermostat, Wandbatterie

Der Mora Safe Clinic Waschtischthermostat mit Armhebelbetätigung ist für anspruchsvolle Einsatzbedingungen entwickelt worden, bei denen Robustheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit im Mittelpunkt stehen. Bedienelemente, Anschlagringe und Gehäuse wurden in solidem Messing ausgeführt und halten auch starken Beanspruchungen stand. Der ergonomisch gestaltete verlängerte Bedienhebel ermöglicht die hygienebewußte Handhabung der Armatur.

Die bewährte Mora-Thermostatkartusche bietet höchste Regelgenauigkeit auch bei schwierigen hydraulischen Bedingungen. Druckabfall auf der Kaltwasserseite wird augenblicklich kompensiert, im Extremfall schließt die Armatur vollständig.

Der Mora Safe Clinic Waschtischthermostat verfügt über Legio Safe. Das bedeutet, daß in einem gesonderten Desinfektionsprozess die Mischfunktion der Armatur außer Betrieb gesetzt und die gesamte Armatur samt Brauseschlauch und Handbrause thermisch desinfiziert werden kann.

Artikel-Nr.: 702344.SA

Ausführung: Chrom

- Thermostatarmatur mit Armhebelbetätigung
- Temperaturwähler mit Sicherheitssperre bei 38°C und maximaler Temperatur bei 43°C
- Mit Legionellenschutz Legio Safe zur thermischen Desinfektion
- Vandalismusgeschützte Ausführung aus Metall
- Bediengriffe und Anschläge aus Metall
- Ausläufe bitte separat bestellen, siehe Kapitel Ausläufe

PRODUCT DESCRIPTION

# Mora Clinic Waschtisch-Thermostat, Wandbatterie


Der Mora Safe Clinic Waschtischthermostat mit Armhebelbetätigung ist für anspruchsvolle Einsatzbedingungen entwickelt worden, bei denen Robustheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit im Mittelpunkt stehen.

Bedienelemente, Anschlagringe und Gehäuse wurden in solidem Messing ausgeführt und halten auch starken Beanspruchungen stand. Der ergonomisch gestaltete verlängerte Bedienhebel ermöglicht die hygienebewußte Handhabung der Armatur.

Die bewährte Mora-Thermostatkartusche bietet höchste Regelgenauigkeit auch bei schwierigen hydraulischen Bedingungen. Druckabfall auf der Kaltwasserseite wird augenblicklich kompensiert, im Extremfall schließt die Armatur vollständig.

Der Mora Safe Clinic Waschtischthermostat verfügt über Legio Safe. Das bedeutet, daß in einem gesonderten Desinfektionsprozess die Mischfunktion der Armatur außer Betrieb gesetzt und die gesamte Armatur samt Brauseschlauch und Handbrause thermisch desinfiziert werden kann.

Artikel-Nr.: 702344.SA



## Ersatzteilliste

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
1	409463.AE	Temperaturhandrad, komplett, chrom
1	S600225	Temperaturhandrad max 38°, komplett, chrom
2	409464.AE	Anschlagring

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
3	409465.AE	komplette Ersatzteil = Thermostateinsatz, Handrad und Anschlagring
4	409468.AE	Hebel, komplett, L=58 mm
5	409469.AE	Hebel, komplett, L=170 mm
6	409369.AE	Oberteil
7	709339.AE	Dichtung
8	708338.AE	Rückschlagventil mit Filter, 2 Stk.
9	708080.AE	Siebe der Rückschlagventile
10	139465.AE	Innenteile / Rückschlagventile
11	129380.AE	Rückschlagventil, 2 Stk
12	719169.AE	Thermostatkartusche, für Legionellenschutz